

Р-16/88, платформа

■ ОПИСАНИЕ

Платформа с пружинными держателями для 88 пробирок, диаметром до 30 мм.

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

275 × 205 × 75 мм



■ KAT. HOMEP

BS-010116-BK

Платформа Р-16/88

■ AKCFCCYAPЫ



ES-20 Without platform Шейкер-инкубатор

ES-20 — настольный компактный шейкер-инкубатор.
Предназначен для культивирования клеток по заданной оператором программе.

Встроенный микропроцессорный термоконтроллер обеспечивает постоянный температурный камере инкубатора и позволяет устанавливать и поддерживать температуру внутри ...



PSU-10i Without platform Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-10i обеспечивает регулируемое орбитальное вращение платформы и рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор из пяти (5) разных взаимозаменяемых платформ гарантирует ...

читать далее



CPS-20 Without platform CO₂ Шейкер

 CO_2 шейкер CPS-20 регулируемое обеспечивает орбитальное движение платформы разработан специально CO_2 инкубаторов. CPS-20 разработан использования в агрессивной среде угольной кислоты, обеспечивая воспроизводимые результаты культивации клеток. ...

читать далее

<u>читать далее</u>

P-16/88, платформа Page 1 of 1