

## PRSC-22, платформа

### ОПИСАНИЕ

22 пробирки диам. 16 мм (15 мл).

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип платформы	optional
Диаметр пробирки	25-30 мм
Объем пробирки	15 мл
Вместимость	22



### КАТ. HOMEP

BS-010117-LK

Платформа PRSC-22



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)