

## PRS-48, платформа

### ОПИСАНИЕ

48 пробирок диам. 10-16 мм (1.5-15 мл пробирки).

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	48
Тип платформы	standard
Диаметр пробирки	10-16 мм
Объем пробирки	1.5-15 мл



### КАТ. HOMEP

BS-010118-CK

Платформа PRS-48



**Multi RS-60**  
Including PRS-48 platform  
Мульти-ротатор

Мульти-ротатор **Multi RS-60** обеспечивает реализацию нескольких видов движения в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов и позволяет настраивать характер перемешивания в ...

[читать далее](#)