

## PDM, пупырчатый коврик

### ОПИСАНИЕ

Пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок любого размера.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер

215 × 215 мм



### КАТ. HOMEP

PDM

PDM

### АКСЕССУАРЫ



**MR-1**  
BS-010152-AAG  
Мини-рокер шейкер

Мини-рокер-шейкер **MR-1** обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга.

Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Применение прямого привода и ...

[читать далее](#)



**3D**  
BS-010151-AAG  
Мини-шейкер ("Sunflower"  
типа)

Мини-шейкер **3D** типа Sunflower обеспечивает регулируемое 3-плоскостное мягкое вращение платформы и предназначен для перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, проявления мини-гелей, отмывки образцов и реакции блот-гибридизации.

Мини-шейкер компактен и ...

[читать далее](#)



**Multi Bio 3D**  
BS-010125-AAG  
Программируемый Мини-шейкер ("Sunflower" типа)

Программируемый шейкер обеспечивает реализацию нескольких видов движения в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов, а также позволяет подобрать вид перемешивания в ...

[читать далее](#)