

P-5, полка для пипеток

ОПИСАНИЕ

P-5, полка для пипеток


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры (Д×Ш×В)

230 × 140 × 50 мм

Вместимость

5



КАТ. HOMEP

BS-040104-CK

P-5

АКСЕССУАРЫ



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVC/T-M-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVT-B-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



UVT-S-AR

BS-040107-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVT-S-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)