

Assistboy, Pipettierhelfer

BESCHREIBUNG

Der Assistboy-Pipettierhelfer ist ein Gerät zur Pipettierung von Flüssigkeiten mithilfe von Messpipetten. Er kann mit allen Arten von serologischen Glas- oder Kunststoffpipetten mit einem Volumen von 0,5 ml bis 100 ml verwendet werden.

Zwei Dispensionsmodi gestatten die Auswahl der Intensität in Abhängigkeit vom Bedarf des Bedieners. Die ausgewählte Einstellung des Pipettierhelfer-Modus wird auf dem Display angezeigt.



SICHERES UND EFFIZIENTES ARBEITEN

- Geschützt durch einen PTFE-Filter, der das Eindringen von Flüssigkeit in die Einheit verhindert
- Autoklavierbarer Filter, Pipettenhalter und Mundstück
- UV-resistenter Körper für sichere Sterilisation
- leistungsstark, umweltfreundlich, wiederaufladbarer Ni-MH-Akku für viele Stunden ununterbrochenen Betriebs
- LCD-Display mit Anzeige des Akkuladestands

EINSTELLUNG VON GESCHWINDIGKEIT UND ARBEITSMODUS

- Funktionstasten zur Steuerung von GESCHWINDIGKEIT UND Arbeits-MODUS, erreichbar in Daumennähe
- Zusätzliche Geschwindigkeitseinstellung durch den Druck, der auf die Auslösetasten ausgeübt wird

ARBEITSKOMFORT

- Geeignet für (serologische) volumetrische Glas- und Kunststoffpipetten mit einem Volumen von 0,5-100 ml
- Ergonomisch geformter Griff
- Klug platzierte Funktionstasten
- Komfortable Ladestation

KAT.-NUMMER

BS-010521

100-240VAC Mehrfachstecker