

# T-4L, Tisch

## BESCHREIBUNG

Labormöbel in neuem modularem Design bieten Flexibilität und sind benutzerfreundlich.

## TECHNISCHE DATEN

Höchstlast	75 kg
Gesamtabmessungen (B x T x H)	1290 × 600 × 770 mm
Gewicht	36 kg



## KAT.-NUMMER

BS-040107-BK

T-4L, Tisch

## ZUBEHÖR



**UVT-S-AR**  
BS-040107-AAA  
DNA/RNA UV-Reinigungsbox

Die DNA-/RNA-UV-Reinigungsbox **UVT-S-AR** wurde für sauberes Arbeiten mit DNA-Proben entworfen. Der UV-Schaltschrank bietet Schutz vor Kontaminierung.

Das Modell ist ein Tischgerät, hergestellt mit einem Metallrahmen und mit einer Arbeitsfläche aus ...

[Mehr](#)



**LF-1**  
BS-050101-BK  
Schubladeinheit

Labormöbel in neuem modularem Design bieten Flexibilität und sind benutzerfreundlich.