

PRS-26, plattform

BESCHREIBUNG

Kann 26 Röhrchen mit 10-16mm Durchmesser (1,5-15 ml) aufnehmen

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	26
Plattformtyp	standard
Röhrchen Durchmesser	10-16 mm
Röhrchen Volumen	1.5-15 ml



KAT.-NUMMER

BS-010117-GK

Plattform PRS-26



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator **Multi Bio RS-24** führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und ...

[Mehr](#)