

Kalibrierungskit, d18mm


BESCHREIBUNG

McFarland Trübungsstandards, Ø18mm

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser

18 mm



KAT.-NUMMER

70900

Ø18mm

ZUBEHÖR



DEN-1
BS-050102-AAF
Densitometer (Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitometer (Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)