

# LT-180, Höhenverstellbarer Tisch

## BESCHREIBUNG

Elektrisch höhenverstellbarer Laborarbeitstisch.

- Das Set beinhaltet 2 Beine mit 2 Motoren.
- Controller mit Speicher - 4 Speichermodi, digitale Höhenanzeige, Taster mit Auf-/Ab-Bewegung.
- Einstellbare Höhe: 625 - 1280 mm.
- Tragfähigkeit: 83 kg.
- Arbeitsfläche aus chemikalienbeständigem Hochdrucklaminat, Stärke 25 mm, blaue Kante.

## TECHNISCHE DATEN

Höchstlast	83 kg
Gesamtabmessungen (B x T x H)	1800 × 600 × 625 - 1280 mm
Gewicht	52 kg



## KAT.-NUMMER

BS-040107-HK

LT-180, Höhenverstellbarer Tisch

## ZUBEHÖR



**LTD-1**  
BS-040107-OK  
Schublade

Schublade mit rutschfester Silikonmatte und Soft-Close-Funktion. Kann nachträglich montiert werden.



**SBR-1**  
BS-040107-NK  
Steckdosenblock

Steckdosenblock, versenkbar, mit blauer LED.



**LF-1**  
BS-050101-BK  
Schubladeneinheit

Labormöbel in neuem modularem Design bieten Flexibilität und sind benutzerfreundlich.