

# FTA-1, Aspirador con soporte para frascos



## DESCRIPCIÓN

El aspirador con soporte para frascos FTA-1 está diseñado para la aspiración y eliminación de las cantidades restantes de alcoholes y tampones de las paredes de los tubos de microanálisis durante la purificación de ADN/ARN y otras técnicas de reprecipitación macromolecular.

El dispositivo se puede utilizar también para operaciones rutinarias de lavado celular del medio de cultivo y la resuspensión en tampón. El principio de funcionamiento del aspirador se basa en la creación de presión negativa en el frasco a través de un microprocesador integrado. La punta de recogida se conecta con un tubo de polietileno al frasco. El líquido se elimina del tubo de microanálisis cuando la punta de recogida toca la superficie de la solución. Un organizador de soporte de tubos está situado convenientemente a la derecha del FTA-1 y tiene capacidad para dos tubos (por ejemplo, uno de solución de ácido hidroclorehídrico y otro de destilado) necesarios para el lavado y el almacenamiento de la punta de recogida; de modo que la punta se puede reutilizar.

Un filtro microbiológico de aspiración elimina el riesgo de contaminación en el frasco con bacterias, virus y partículas infectadas. El filtro microbiológico de aspiración es hidrofóbico y, con una eficacia de hasta el 99,9%, retiene partículas superiores a 0,027 µm, que son inferiores a los agentes de la Hepatitis A, B y C.




## ESPECIFICACIONES

Vacío	-500 mbar
Volumen del soporte para frascos	1 l
Dimensiones con el soporte para frascos (An. x Prof. x Al.)	186 x 213 x 327 mm
Peso con el soporte para frascos	1.8 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 300 mA / 3.6 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100–240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V

## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040108-AAG	Enchufe europeo de 230 V CA 50/60 Hz
BS-040108-AAK	100-240VAC 50/60Hz Conexion multiple (EU, UK, AU, US)
BS-040108-CK	IQ OQ documento
BS-040108-DK	PQ documento



**MA-8**

BS-040108-BK

colector de adaptador de 8 canales

Punta de aspiración de 8 canales con soporte, esterilizable en autoclave