

T-4L, Mesa

DESCRIPCIÓN

El nuevo diseño modular de los muebles de laboratorio proporciona flexibilidad y facilidad de uso.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---------------------|
| Carga máxima | 75 kg |
| Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.) | 1290 × 600 × 770 mm |
| Peso | 36 kg |



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040107-BK

T-4L, Mesa

ACCESORIOS



UVT-S-AR
BS-040107-AAA

Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVT-S-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



LF-1
BS-050101-BK
Cajonera

El nuevo diseño modular de los muebles de laboratorio proporciona flexibilidad y facilidad de uso.