

## HSP-6/1000, plataforma

### DESCRIPCIÓN

Con 6 morsetti per beute da 1000 ml (360x400 mm)

### ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo	360 × 400 mm
Volumen del matraz	1000 ml
Numero de pinzas	6



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-LK

Plataforma HSP-6/1000

### ACCESORIOS



ES-20/80

Software included, without platform  
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C

Software included, without platform  
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)