

P-02/96, plataforma

DESCRIPCIÓN

Para 96 tubos de 0,2 ml o placa PCR sin falda/con media falda

ESPECIFICACIONES

Capacidad	96
Placa PCR	Semi-/unskired PCR plate
Volumen de micro probetas	0.2 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010216-CK

Plataforma P-02/96



MPS-1
With built-in universal platform
agitador multiplaca de alta velocidad

El agitador multiplaca de alta velocidad **MPS-1** se puede utilizar en prácticamente cualquier aplicación proporcionando un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis, placas PCR, placas de pocillos profundos ...

[Leer más](#)