

PRS-5/12, plataforma

DESCRIPCIÓN

5 tubos de 20-30 mm de diámetro (tubos de 50 ml) y 12 tubos de 10-16 mm de diámetro (tubos de 1,5 ml - 15 ml)

ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	optional
Diámetro del tubo de ensayo	20-30 and 10-16 mm
Volumen del tubo de ensayo	up to 50 and 1.5-15 ml
Capacidad	5 and 12





BS-010117-HK

Plataforma PRS-5/12

PRS-5/12, plataforma Page 1 of 2



Multi Bio RS-24

Including PRS-26 platform Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable Multi Bio RS-24 lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertical (1) ...

Leer más

PRS-5/12, plataforma Page 2 of 2