

TR-30/13, gradilla

DESCRIPCIÓN

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de $\varnothing 10$ a $\varnothing 13$ mm, capacidad 30 tubos. 155x90x112 mm

ESPECIFICACIONES

Capacidad	30
Tamaño del tubo	$\varnothing 10-13$ mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010406-1K

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de $\varnothing 10$ a $\varnothing 13$ mm, capacidad 30 tubos



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Baño termostático con agitación

El baño termostático con agitación, **WB-4MS**, está diseñado para la investigación en laboratorios químicos, farmacéuticos, médicos y biológicos.

WB-4MS proporciona un aumento en la estabilización de la temperatura (hasta ...

[Leer más](#)