

# Tanque de almacenamiento 100l

## DESCRIPCIÓN

Tanque de almacenamiento con base, grifo e interruptor de nivel multipunto, 100 l



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070102-FK

Tanque de almacenamiento 100l

## ACCESORIOS



### Labaqua Trace

BS-070105-A02

sistema de agua ultrapura

**Labaqua Trace** produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



### Labaqua HPLC

BS-070104-A02

sistema de agua ultrapura

**Labaqua HPLC** produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labaqua HPLC**...

[Leer más](#)



### Labaqua Bio

Depósito de almacenamiento de 30 l

sistema de agua ultrapura

El sistema **Labaqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.