

# Dispensador remoto - grado 1

## DESCRIPCIÓN

El dispensador de agua ultrapura está diseñado para dispensar agua ultrapura que cumple con los requisitos de agua de grado I ISO 3696.

- El control del dispensador se realiza mediante el panel de control y un botón de dispensación en el dispensador de agua.
- El dispensador está conectado al sistema de purificación de agua con dos tubos JG de 1/4".
- El dispensador está montado sobre un vástago que permite la rotación alrededor del eje de 360 grados y el ajuste de altura.
- Si lo desea, el dispensador se puede quitar del vástago para facilitar el suministro de agua.



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070110-AK

Dispensador remoto - grado 1

## ACCESORIOS



**Labagua Trace**  
BS-070105-A02  
sistema de agua ultrapura

**Labagua Trace** produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



**Labagua HPLC**  
BS-070104-A02  
sistema de agua ultrapura

**Labagua HPLC** produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labagua HPLC**...

[Leer más](#)



**Labagua Bio**  
Depósito de almacenamiento de 30 l  
sistema de agua ultrapura

El sistema **Labagua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.