

# PSU-2T, Mini-agitateur pour immunologie



## DESCRIPTION

Le mini-agitateur PSU-2T assure un fonctionnement fiable et continu et un mouvement sans à-coup de la plate-forme à basse vitesse. Il bénéficie d'un mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours et garantit plus de 2 années de fonctionnement grâce à son mécanisme d'entraînement direct et à son moteur sans balai. L'écran affiche la durée et la vitesse en alternance.

Le PSU-2T permet d'ajuster le mélange de réactifs dans les plaques de microtitration. L'agitateur est un appareil compact et intuitif pour l'utilisateur ; il ne prend que peu d'espace sur un bureau. L'instrument est conçu pour des essais immunologiques. L'agitateur est idéale pour une utilisation personnelle.

L'agitateur peut être utilisé dans les chambres froides ou les incubateurs et fonctionner à une température ambiante comprise entre +4°C à +40°C. La basse tension d'alimentation externe (12 V) garantit la sécurité électrique dans les environnements humides.



## CARACTÉRISTIQUES

Plage de contrôle de la vitesse	150–1 200 tr/min
Réglage de l'horloge numérique	1 min–24 h / sans interruption
Mécanisme d'entraînement direct	+
Durée d'opération continue maximale	168 h
Paramètre et contrôle numérique de la durée et de la vitesse	+
Orbite	2 mm
Dimensions globales (LxDxH)	255x255x100 mm
Poids	2 kg
Courant d'entrée/consommation électrique	12 V, 280 mA / 3.4 W
Alimentation externe	Entrée CA 100–240 V 50/60 Hz ; Sortie CC 12 V

## NUMÉRO DE CAT.

Including IPP-2 platform	Avec plate-forme IPP-2
BS-010155-AAG	230VAC 50/60Hz prise Euro
BS-010155-AAK	100-240VAC 50/60Hz Prise multiple (EU, UK, AU, US)
BS-010155-AK	IQ OQ document
BS-010155-BK	PQ document

## ACCESSOIRES



**IPP-4**  
BS-010102-AK  
plate-forme  
Platform IPP-4