

UP-168, plate-forme

DESCRIPTION

Plate-forme universelle pour pinces.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions globales (L×D×H)

360 x 400 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010135-JK

Plate-forme UP-168

ACCESSOIRES



SPML

BS-010135-MK
tapis adhésif double face

Tapis adhésif double face. **SPML** peut être utilisé avec la plate-forme **UP-168** sur l'agitateur orbital Biosan **PSU-20i** et sur les agitateurs orbitaux **ES-20/80**, **ES-20/60**.



TR-44/15

BS-010135-LK
porte-tubes

Support de tube à essai à angle réglable pour **UP-168**



TR-21/50

BS-010135-KK
porte-tubes

Support de tube à essai à angle réglable pour **UP-168**



FC-50

BS-010126-MK
pince

Pince pour fiole 50 ml - Ø50 mm pour **UP-168**



FC-100

BS-010126-HK
pince

Pince pour fiole 100 ml - Ø65 mm pour **UP-168**



FC-250
BS-010126-JK
pince

Pince pour fiole 250 ml - Ø85 mm pour UP-168



FC-500
BS-010126-LK
pince

Pince pour fiole 500 ml - Ø105 mm pour UP-168



FC-1000
BS-010126-IK
pince

Pince pour fiole 1000 ml - Ø130 mm pour UP-168



FC-2000
BS-010126-NK
pince

Pince pour fiole 2000 ml - Ø165 mm pour UP-168



HSC-50
BS-010167-DK
pince

Pince pour fiole 50 ml - Ø50 mm pour UP-168



HSC-100
BS-010167-EK
pince

Pince pour fiole 100 ml - Ø65 mm pour UP-168



HSC-250
BS-010167-FK
pince

Pince pour fiole 250 ml - Ø85 mm pour UP-168



HSC-500
BS-010167-JK
pince

Pince pour fiole 500 ml - Ø105 mm pour UP-168



HSC-1000
BS-010167-IK
pince

Pince pour fiole 1000 ml - Ø130 mm pour UP-168



ES-20/60
Without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur orbital **ES-20/60** pour laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques est un équipement professionnel conçu pour la culture de micro-organismes et de cellules eucaryotes, dont celles des animaux, des plantes et des ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur **ES-20/80** destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur **ES-20/80C** destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



PSU-20i
Without platform
Agitateur orbital multifonctions

L'agitateur est conçu pour les petits laboratoires spécialisés en biotechnologie comme les grands laboratoires multidisciplinaires : un choix de neuf (9) plates-formes interchangeables permet de réaliser différentes procédures et techniques. ...

[Lire la suite](#)