

PP-20/2, plate-forme

DESCRIPTION

Plate-forme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant pour boîtes de Petri.

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail	355 × 455 mm × 2x
Hauteur entre les plateformes	140 mm
Dimensions globales (L×D×H)	380 × 480 × 160 mm



■ NUMÉRO DE CAT.

BS-010126-CK

Plate-forme PP-20-2

PP-20/2, plate-forme Page 1 of 2



PSU-20i Without platform Agitateur orbital multifonctions

L'agitateur est conçu pour les petits laboratoires spécialisés en biotechnologie comme les grands laboratoires multidisciplinaires : un choix de neuf (9) plates-formes interchangeables permet de réaliser différentes procédures et techniques. ...

Lire la suite