

P-05/32, plate-forme

DESCRIPTION

Pour 32 tubes de 0,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

Capacité

32

Micro tubes à essai volume

0.5 ml



NUMÉRO DE CAT.

BS-010216-BK

Plate-forme P-05/32



MPS-1
With built-in universal platform
Agitateur multi-plaques à haute vitesse

L'agitateur multi-plaques à grande vitesse **MPS-1** peut être utilisé pour la majorité des applications. Il offre un mélange ajustable de réactifs en plaques de microtitration, plaques PCR, plaques à puits ...

[Lire la suite](#)