

PRSC-22, plate-forme

DESCRIPTION

Peut accueillir 22 tubes de 16 mm de diamètre (jusqu'à 15 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du tube à essai	25-30 mm
Volume du tube à essai	15 ml
Capacité	22
Type de plateforme	optional



NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-LK

Plate-forme PRSC-22



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)