

TR-16/19, porte-tubes

DESCRIPTION

Porte-tubes à essai pour tubes de $\varnothing 16$ à $\varnothing 19$ mm, capacité 16 tubes. 155x90x112mm

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	16
Taille du tube	$\varnothing 16-19$ mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010406-FK

Porte-tubes à essai pour tubes de $\varnothing 16$ à $\varnothing 19$ mm, capacité 16 tubes



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Bains-marie thermostatés à agitation

Le bain thermostaté **WB-4MS** est prévu pour la recherche chimique, pharmaceutique, médicale et biologique en laboratoire.

Le **WB-4MS** est équipé d'un agitateur magnétique intégré (vitesse contrôlée de 250 à 1 ...

[Lire la suite](#)