

BN-16/90

DESCRIPTION

Jeu d'adaptateurs de rechange pour rotor R-12/10, R-24/10 (12 pièces).

CARACTÉRISTIQUES

Le volume de Tube	10–15 ml
Max. vitesse	4200 rpm
Les fabricants de tubes	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavable	+



NUMÉRO DE CAT.

BS-010208-SK

BN-16/90



LMC-3000

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



LMC-12

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire

La LMC-3000 est une centrifugeuse moderne à hélice, de basse vitesse, conçu pour le traitement des plaques de microtest et des tubes de centrifugation de 50 ml maximum. Cet appareil ...

[Lire la suite](#)



LMC-4200R

Without rotor

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

La centrifugeuse de paillasse de laboratoire avec réfrigération LMC-4200R permet de contrôler la température du biomatériau pendant la centrifugation. Le contrôle de la température du « plateau froid » est ...

[Lire la suite](#)



R-12/10

BS-010208-BK

rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse à fond circulaire.



Ri-12/10

BS-010221-MK

rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse à fond circulaire.



R-24/10

BS-010212-JK

rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.



Ri-24/10

BS-010221-LK

rotor

Rotor à bascule pour tube de centrifugeuse au fond circulaire.