

# MagSorb-16, rack magnetico per estrazione manuale degli acidi nucleici

## DESCRIZIONE

Biosan presenta la linea completa della strumentazione necessaria all'utilizzo di kit per estrazione di biglie magnetiche e dei protocolli di vari produttori, soddisfacendo le richieste degli utilizzatori più esigenti.

Uno dei cardini di questa linea è **MagSorb-16**, un rack magnetico in grado di contenere comodamente fino a 16 provette monouso (1,5–2 ml). Il rack è composto dalle seguenti parti: rack portaprovette e supporto magnetico.

Vari produttori offrono una vasta gamma di kit per estrazione magnetica degli acidi nucleici, ma tutti si basano su particelle magnetiche e utilizzano gli stessi principi di estrazione. Ogni fase dell'estrazione di particelle magnetiche è decisiva, per questo è importante scegliere le apparecchiature giuste per ottenere un'efficace purificazione degli acidi nucleici.

## SPECIFICHE

Numero di posti nel supporto	16
Volume della provetta	1.5 - 2 ml
Produttore della provetta	Eppendorf o equivalente



## NUMERO DI CATEGORIA

**BS-010601** MagSorb-16, rack portaprovette e supporto magnetico