

T-4L, Tavolo

DESCRIZIONE

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.

SPECIFICHE

Carico massimo	75 kg
Dimensioni complessive (L×P×H)	1290 × 600 × 770 mm
Peso	36 kg



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040107-BK

T-4L, Tavolo

ACCESSORI



UVT-S-AR
BS-040107-AAA
DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA **UVT-S-AR** progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA.
L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

[Leggi di più](#)



LF-1
BS-050101-BK
Unità a cassetti

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.