

LF-1, Unità a cassetti

DESCRIZIONE

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.

SPECIFICHE

Dimensioni interne del cassetto (L×P×H)	235 × 385 × 50 mm235 × 385 × 150 mm
Dimensioni complessive (L×P×H)	300 × 450 × 705 mm
Peso Peso	28 kg



NUMERO DI CATEGORIA

BS-050101-BK

LF-1, Unità a cassetti

ACCESSORI

LF-1, Unità a cassetti Page 1 of 2



UVC/T-ARBS-040102-AAA
DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA UVC/T-AR progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo, ...

Leggi di più



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA UVC/T-M-AR progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

Leggi di più

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

LT-120

BS-040107-EK

Tavolo regolabile in altezza

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria -4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante ...

Leggi di più



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA UVT-B-AR progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

Leggi di più



UVT-S-AR BS-040107-AAA DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNAUVT-S-AR progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

Leggi di più



LT-150 BS-040107-JK Tavolo regolabile in altezza

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria -4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante ...

Leggi di più



LT-180 BS-040107-HK Tavolo regolabile in altezza

Tavolo da lavoro da laboratorio con altezza regolabile elettricamente.

- Il set comprende 2 gambe con 2 motori.
- Controller con memoria -4 modalità di memoria, indicatore di altezza digitale, pulsante ...

Leggi di più



T-4 BS-040101-BK Tavolo

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.



T-4L BS-040107-BK Tavolo

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.

LF-1, Unità a cassetti Page 2 of 2