

## SC-18C, blocco

### DESCRIZIONE

microprovette 20 × 0,5 ml + 12 × 1,5 ml

### SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,5 ml	20
Quantità di provette da 1,5 ml	12



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010143-AK

SC-18C

### ACCESSORI



**TS-100C**

Without thermoblock

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Questo modello di agitatore termico differisce dal TS-100 per la possibilità ...

[Leggi di più](#)



**TS-100C Smart**

Software incluso, senza blocco termico

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C Smart** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Il nuovo modello consente di controllare il dispositivo nelle seguenti ...

[Leggi di più](#)