

SC-96AC, blocco

DESCRIZIONE

Micropiastra a 96 pozzetti (0,2 ml) per la PCR o per 12 strisce di microprovette da 0,2 a 8 sezioni o per 96 microprovette da 0,2 ml

SPECIFICHE

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)

1



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010143-FK

SC-96AC

ACCESSORI



TS-100C

Without thermoblock

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Questo modello di agitatore termico differisce dal TS-100 per la possibilità ...

[Leggi di più](#)



TS-100C Smart

Software incluso, senza blocco termico

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100C Smart** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Il nuovo modello consente di controllare il dispositivo nelle seguenti ...

[Leggi di più](#)