

TR-44/11, cremagliera

DESCRIZIONE

Portaprovette per provette da microcentrifuga da 2 / 1,5 ml, capacità 44. 155x90x112mm


SPECIFICHE

Capacità

44

Dimensione del tubo

2 / 1.5 ml



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010406-JK

Portaprovette per provette da microcentrifuga da
2 / 1,5 ml, capacità 44



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Bagno ad acqua con agitazione

Bagno ad acqua-termostato **WB-4MS** è progettato per ricerche di laboratorio in ambito chimico, farmaceutico, medico e biologico.

WB-4MS consente una migliore stabilizzazione della temperatura (fino a 0,1°C) grazie all'agitatore magnetico ...

[Leggi di più](#)