

## R-6P, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģināti ar vāciņu un konusveida pamatni. Plastmasas adapteri (POM Kocetal)

 SPECIFIKĀCIJA

Mēģēnu turētāja materiāls	POM Kocetal
Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģenes izmēri ( $\varnothing \times$ garums)	29 x 115 mm
Ietilpība	6
Mēģēnu tilpums	50 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF: LMC-3000	1610 x g
Maks. RCF: LMC-4200R	3160 x g
Maks. temperatūra	150 °C
Mēģēnu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010208-XK Rotors R-6P



**LMC-3000**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēgenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēgenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Dzesējošā laboratorijas centrifūga  
Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimoloģiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



**BI-25-6**  
BS-010221-VK  
adapteru komplekts

Rotoriem R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P papildus ieliktņu komplekts (6 gab.) - BI-25-6 priekš 25ml mēgenēm ar konisku pamatni



**RR-U**  
BS-010208-UK  
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem



**BN-11/30**  
BS-010208-ZK  
adapteru komplekts rotoram R-6P

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-6P. Plastmasas adapteri (POM Kocetal) (6 gab.).