

R-12/15, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģinām ar vāciņu un konusveida pamatn

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģenes izmēri ($\varnothing \times$ garums)	17 × 120 mm
Ietilpība	12
Mēģēju tilpums	15 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF: LMC-3000	1610 × g
Maks. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Mēģēju rāzotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklavējams	+



AKSESUĀRI



LMC-3000
Without rotor
Laboratorijas centrifūga



LMC-12
Without rotor
Laboratorijas centrifūga



LMC-4200R
Without rotor
Dzesējošā laboratorijas centrifūga
Laboratorijas galda centrifūga ar

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģinēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem
Statīvs rotoriem



BN-17/120
BS-010208-TK
adapteru komplekts rotoram R-
12/15
Rezerves adapteru komplekts
rotoram R-12/15. Plastmasas
adapteri (12 gab.).

