

Reāģenti DNS/RNS manuālai izdalīšanai

APRAKSTS

Kompānija Biosan piedāvā augsta kvalitātes, profesionālos nukleīnskābju izdalīšanas kopmektus un sistēmas. Dažādi reaģentu izpildījumi nodrošina visdažādāko mērķu un rezultātu sasniegšanu: šķidrums un liofilizāti, magnētiskie un ekspress-izdalīšana, automatizējami uz populārām izdalīšanas platformām kā Qiagen Symphony un Tecan

Mēs piedāvājam nukleīnskābju izdalīšanu no klīniskiem paraugiem (urīns, likvors, uroģenitālās, kakla, cervikālās u.c. iztriepes, fekāles, asinis (pilnas, serums, plazma)), audi, biospsijas materiāls, vides paraugi, kriminalistikas paraugi un daudzi citi. Izdalītās nukleīnskābes ir savietojamas ar tālākām darbībām tādām kā RT-PKĶR, reāla laika PKĶR, sekvenēšana, amplifīcēšana u.c.

Produkti ir CE un RUO sertificēti. BioProducts are CE and RUO certified. Biosan piedāvā pilnu tehnisko un informatīvo atbalstu Jūsu izvēlētajā mērķa sasniegšanai (produkta izvēle, risinājumu piemeklēšana, uzstādīšana, palaišana un uzturēšana).

[Pilnu piedāvājumu var skatīt šeit.](#)

Papildus informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

