

# AP-384, adapteri

## APRAKSTS

2 adapteru 384 mēģēju planšetei - veidoti no Ertacetal® C, autoklavējami



## KAT. NUMURS

BS-010219-EK Adapteru komplekts (2 gab.) - AP-384



**LMC-3000**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēgenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēgenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



**CVP-2**  
Including adapters AP-96  
Centrifūga-Vortekss PCR planšetēm

Pēc daudzu gadu Centrifūga-Vortekss koncepcijas veiksmīgas pastāvēšanas, mēs esam lepni paziņojot, ilgi gaidītu centrifūgu-vorteksu paraugu sagatavošanas tirgū, kas paredzēta PCR mikroplanšetēm - CVP-2.

Spin-Mix-Spin tehnoloģija, kas ir paredzēta reaģēntu ...

[Lasīt vairāk](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu LMC-4200R nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu biologiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



**LMC-56**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēgenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



**R-2**  
BS-010208-AK  
rotors

Rotors, kas paredzēts 2 standarta 96 iedobišu platēm, pilna sāna PCR mikroplanšetēm, dzījo mikromēģēju planšetēm līdz 45 mm augstumā.



**Ri-2**  
BS-010221-GK  
rotors

Rotors, kas paredzēts 2 standarta 96 iedobišu platēm, pilna sāna PCR mikroplanšetēm, dzījo mikromēģēju planšetēm līdz 45 mm augstumā.