

# RR-U, statīvs rotoriem

## APRAKSTS

Statīvs rotoriem



## KAT. NUMURS

BS-010208-UK

Statīvs rotoriem RR-U

## AKSESUĀRI



**LMC-3000**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga



**LMC-12**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Dzesējošā laboratorijas centrifūga  
Laboratorijas galda centrifūga ar



**LMC-56**  
Without rotor  
Laboratorijas centrifūga



**BR-4U**  
BS-010221-AK  
Rotors

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnās profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnās profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)

dzesēšanu LMC-4200R nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plauktā” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu biologiemi, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)

LMC-56 ir mūsdienīga galda laboratorijas centrifūga, kas paredzēta ērtai sedimentācijai, centrifugēšanai un nepieciešamo paraugu savākšanai. Tā nodrošina saderību ar mēģenēm, asins savākšanas sistēmām, gēla kartēm, mikrotestu un ELISA planšetēm. Mūsu ...

[Lasīt vairāk](#)



**BA-2/50**  
BS-010221-CK  
lēliktnī

lēliktnī priekš 2 - 50ml  
mēģinām (4 gab. komplektā)



**BA-4/FT**  
BS-010221-YK  
lēliktnī

lēliktnī priekš 4 - 15ml  
mēģinām ar konusveida  
pamatni (4 gab. komplektā)



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
lēliktnī

lēliktnī priekš četriem  
vakutaineru adapteriem 2-9ml  
(4 gab.). Iekļauti 8-9 ml [16 x  
100] vacutaineru adapteri, BN-  
16/100-16.



**BA-4/RT**  
BS-010221-3K  
lēliktnī

lēliktnī priekš 4 - 10ml  
mēģinām ar lodveida pamatni  
(4 gab. komplektā)



**BA-8/5**  
BS-010221-FK  
lēliktnī

lēliktnī priekš 8 - 5ml mēģinām  
(4 gab. komplektā)



**BA-14/2U**  
BS-010221-JK  
lēliktnī

lēliktnī priekš 14 - 2ml  
mēģinām (4 gab. komplektā)



**R-6**  
BS-010208-DK  
rotors

Rotors mēģinām ar vāciņu un  
konusveida pamatni. Alumīnija  
adapteri



**R-6P**  
BS-010208-XK  
rotors

Rotors mēģinām ar vāciņu un  
konusveida pamatni. Plastmasas  
adapteri (POM  
Kocetal)



**Ri-6**  
BS-010221-HK  
rotors

Rotors mēģinām ar vāciņu un  
konusveida pamatni. Alumīnija  
adapteri



**Ri-6P**  
BS-010221-IK  
rotors

Rotors mēģinām ar vāciņu un  
konusveida pamatni.  
Plastmasas adapteri (POM  
Kocetal)



**RMT-24**  
BS-010221-BK  
rotors

Fiksēta leņķa rotors 24 - 1,5 vai  
2 ml mikromēģinām



**R-12/10**  
BS-010208-BK  
rotors

Rotors mēģinām ar lodveida  
pamatni



**Ri-12/15**  
BS-010221-KK  
rotors

Rotors mēģinām ar vāciņu un  
konusveida pamatni



**Ri-12/10**  
BS-010221-MK  
rotors

Rotors mēģinām ar lodveida  
pamatni



**R-24/10**  
BS-010212-JK  
rotors

Rotors mēģinām ar lodveida  
pamatni



**Ri-24/10**  
BS-010221-LK  
rotors

Rotors mēģinām ar lodveida  
pamatni



**R-12/15**  
BS-010208-EK  
rotors

Rotors mēģinām ar vāciņu un  
konusveida pamatni



**R-2**  
BS-010208-AK  
rotors

Rotors, kas paredzēts 2  
standarta 96 iedobīšu platēm,  
pilna sāna PCR mikroplānšetēm,  
dzījo mikromēģēju planšetēm  
līdz 45 mm augstumā.



**Ri-2**  
BS-010221-GK  
rotors

Rotors, kas paredzēts 24 Gel-  
kartēm asinsgrupu seroloģiskai  
testēšanai RCF 280 x g  
līdz 45 mm augstumā.



**R-24GC**  
BS-010208-VK  
rotors

Rotors, kas paredzēts 24 Gel-  
kartēm asinsgrupu seroloģiskai  
testēšanai RCF 280 x g



Ri-24GC  
BS-010221-NK  
rotors

Rotors, kas paredzēts 24 Gel-kartēm asinsgrupu seroloģiskai testešanai RCF 280 x g