

TR-16/19, statīvs

APRAKSTS

Mēģēnu statīvs, \varnothing 16 līdz \varnothing 19mm mēģenēm, ietilpība 16 mēģenes. PxDzA: 155x90x112mm

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība

16

Mēģenes izmērs

\varnothing 16-19 mm



KAT. NUMURS

BS-010406-FK

Mēģēnu statīvs, \varnothing 16 līdz \varnothing 19mm mēģenēm,
ietilpība 16 mēģenes



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Ūdens vanna-termostats

Ūdens vanna-termostats **WB-4MS** ir paredzēts tehnoloģiju realizācijai ķīmijas un farmācijas, kā arī medicīnas un bioloģijas pētījumu jomās.

WB-4MS nodrošina palielinātu temperatūras stabilitāti (līdz pat 0.1°C) pateicoties iebūvētajam magnētiskajam maisitājam (apgriezienu

...

[Lasīt vairāk](#)