

Pārvietojams 2 klases ūdens dozators

APRAKSTS

Universāls papildus dozatora komplekts ar 3 m padeves šķūteni un ūdens sadales moduli



AKSESUĀRI



Labaqua Trace
BS-070105-A02
ūdens attīrišanas sistēma



Labaqua HPLC
BS-070104-A02
ūdens attīrišanas sistēma



Labaqua Bio
30l uzglabāšanas tvertne
ūdens attīrišanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Visas attīrišanas sistēmu Labaqua konfigurācijas rāzo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrišanas sistēma Labaqua HPLC attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglekļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrišanas sistēma Labaqua Bio attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNAžu ...

[Lasīt vairāk](#)

KAT. NUMURS

BS-070104-JK

Mobīlais dozators