

Asins uzglabāšanas ledusskapis

APRAKSTS

4°C Asins uzglabāšanas ledusskapis

Augsta efektivitāte, enerģiju taupoša, droša un uzticama, vieda vadība.

- Mikroprocesora vadības sistēma
- Pastāvīga un uzticama temperatūras kontrole $4 \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temperatūras precizitāte $0,1^{\circ}\text{C}$
- Vairāki trauksmes signālu veidi

[Uzzināt vairāk](#)

