

Transportlīdzeklī uzstādāms asins uzglabāšanas ledusskapis

APRAKSTS

Transportlīdzeklī uzstādāms asins uzglabāšanas ledusskapis ir paredzēts asins savākšanas transportlīdzekļiem, nodrošinot drošu uzglabāšanas vidi 2 ~ 6 °C temperatūrā.

- Augstas kvalitātes līdzstrāvas kompresors, uzlabotai stabilitātei transportlīdzekļa parvietošanās laikā
- Īpaši ilgi temperatūru uzturoša, izcila siltumizolācija
- Augstas efektivitātes ātra saldēšana
- 5 iekšējās durvis, lai samazinātu strauju aukstā gaisa zudumu
- Standarta USB interfeiss, tajā var saglabāt 10 gadu temperatūras datus

[Uzzināt vairāk](#)

