

HSP-6/1000, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа с обжимающими зажимами для колб.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности	360 × 400 мм
Объем колбы	1000 мм
Количество зажимов	6



КАТ. HOMER

BS-010167-LK

Платформа HSP-6/1000

АКСЕССУАРЫ



ES-20/80

Software included, without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)