

R-1.5, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор для 12 x 1.5/2 мл пробирок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 2 мл

12

Количество пробирок по 1,5 мл

12



КАТ. HOMEP

BS-010205-AK

Ротор R-1.5



FVL-2400N

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Миницентрифуга-вортекс
Комби-Спин

Мини Центрифуга–вортекс
К о м б и с п и н **FVL-2400N**
разработана специально для
генноинженерных
исследований (для
экспериментов по ПЦР–
диагностике). Может
использоваться в
микробиологических,
биохимических, клинических
лабораториях и
промышленных
биотехнологических
лабораториях.

FVL-2400N обеспечивает
возможность одновременного
перемешивания и ...

[читать далее](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Миницентрифуга-вортекс
Мульти-Спин

Миницентрифуга-вортекс
М С С - 3 0 0 0 Мультиспин
является продуктом
многолетней эволюции
«Спин–Микс–Спин»
технологии, предназначенной
для «сброса» микрообъемов
реагентов на дно пробирки
(первое центрифугирование–
спин), последующего
перемешивания (микс) и
повторного сбора реагентов
(повторный спин) со стенок ...

[читать далее](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Миницентрифуга-вортекс
Мульти-Спин

Миницентрифуга-вортекс
М С С - 6 0 0 0 Мультиспин
является продуктом
многолетней эволюции
«Спин–Микс–Спин»
технологии, предназначенной
для «сброса» микрообъемов
реагентов на дно пробирки
(первое центрифугирование–
спин), последующего
перемешивания (микс) и
повторного сбора реагентов
(повторный спин) со стенок ...

[читать далее](#)