

HAS-1, Комплект ручного контроллера

ОПИСАНИЕ

HAS-1 Комплект ручного контроллера

- 1 к. адаптер
 - для 200 мкл наконечника со съемником
 - для автоклавируемого наконечника из нержавеющей стали длиной 40 мм
 - для автоклавируемого наконечника из нержавеющей стали длиной 125 мм
- 8 к. адаптер
 - для 200 мкл наконечников со съемником
 - для автоклавируемого наконечника из нержавеющей стали длиной 35 мм
- Штатив SH-6



КАТ. HOMEP

BS-040118-ПК

HAS-1, Комплект ручного контроллера



FTA-2i
BS-040120-A02
Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-2i предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий пересадки макромолекул). Прибор также может быть ...

[читать далее](#)