

## TR-30/13, штатив

## ОПИСАНИЕ

Штатив для пробирок от  $\emptyset$ 10 до  $\emptyset$ 13 мм, вместимость 30 пробирок. ШхГхВ: 155х90х112 мм

## ■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость 30

Размер пробирки 

ø 10-13 мм



■ KAT. HOMEP

BS-010406-IK

Штатив для пробирок от ø10 до ø13 мм, вместимость 30 пробирок

TR-30/13, штатив Page 1 of 2





WB-4MS

With base BP-1 and lid Баня-термостат водяная (с перемешиванием)

Водяная баня-термостат **WB-4MS** предназначена для проведения химических, фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°С.

Модель **WB-4MS** обеспечивает повышенную ...

читать далее

TR-30/13, штатив Page 2 of 2