

1000 мкл наконечники с фильтром

■ ОПИСАНИЕ

Особенности наконечников:

- Наконечники изготовлены из высококачественного медицинского полипропилена, а фильтрующий элемент – из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обладающего хорошей гидрофобностью;
- Фильтрующий элемент эффективно защищает пипетку от влаги, чтобы гарантировать безопасность аспирации образца;
- Нет внутреннего покрытия поверхности, не загрязняет образец;
- Имеет точные отметки;
- Не содержит ДНКаз, РНКаз и пирогенов;
- Подходит для обычных пипеток, таких как Biosan (серия Assist) Eppendorf и Gilson;
- Поставляется в стерильных штативах, 96 шт. в штативе.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер (Bר) 86 × 0.8 мм



BHZ05R1W-FS

1000 мкл - 96 шт. в штативе

■ AKCFCCYAPЫ



Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel
Серия пипеток

Серия пипеток **Assist** — это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели.

Многоканальные (8 и ...

читать далее



Assist
Adjustable volume pipettes - Single channel
Серия пипеток с фиксатором объема

Серия пипеток **Assist** с фиксатором объема — это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели. ...

читать далее

1000 мкл наконечники с фильтром Page 1 of 1